

Made by:  
Checked by:  
Accepted by:


29.01.2018 EK  
29.01.2018 EL  
29.01.2018 TE

M8320  
1.0

## Medikro Grip -kahva käyttö- ja puhdistusohjeet

### Käyttöohjeet

Paina virtausanturia alas potilaskahvaan, kunnes se kiinnittyy tukevasti paikoilleen.



### Varoitukset

Tämän asennusohjeen varoitusosa määrittelee niitä tilanteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa potilaan loukkaantumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan.

**VAROITUS** Pidä uudelleenkäytettävä potilaskahva puhtaana. Kontaminoitunut laite saattaa levittää infektiota potilaskontaktissa.

**VAROITUS** Kahvat ei ole pakattu steriileihin pakkauksiin.

### Huomautukset

Tämän asennusohjeen huomautusosa määrittelee niitä tilanteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa laitteen rikkoutumiseen, vikautumiseen tai tietojen häviämiseen.

**HUOMAUTUS** Käytä tätä kahvaa seuraavien spirometrien kanssa: Medikro Nano, Medikro Primo, Medikro Pro ja Medikro Evo.

**HUOMAUTUS** Puhdista potilaskahva jokaisen potilaan jälkeen.

### Puhdistusohjeet

Puhdista säännöllisesti toimipisteesi toimintatapojen ja standardien tai paikallisten säädösten mukaisesti.

Seuraavat puhdistusaineet ovat yhteensopivia potilaskahvan kanssa:

- 70 % isopropyylialkoholi
- 10 % kloorivalkaisuliuos

### Huomautukset

Tämän asennusohjeen huomautusosa määrittelee niitä tilanteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa laitteen rikkoutumiseen, vikautumiseen tai tietojen häviämiseen.

**HUOMAUTUS** Älä käytä potilaskahvan puhdistamiseen liinoja tai liuoksia, jotka sisältävät kvartaarisia ammoniumyhdisteitä (ammoniumklorideja) tai glutaraldehydi-pohjaisia desinfiointiaineita.

**HUOMAUTUS** Huomioi desinfioinnissa oman työpaikkasi toimintatavat ja standardit tai paikalliset säädökset.

### Hävittämishjeet ja materiaalit

EAN-koodeille: 6420099000684 ja 6420099000691

Materiaalit: Kahva: PA66, Yksittäispussi: OPP+PE ja Ulkolaatikko: Aaltopahvi

Kahva, yksittäispussi ja ulkolaatikko tulee hävittää kansallisten tai paikallisten lakien tai oman toimipisteesi hävitysohjeiden mukaisesti. Kaikki materiaalit ovat kierrätettäviä tai poltettavia. Kaikista materiaaleista on pyynnöstä saatavissa tuoteturvatiedote.

Tämän tuotteen CE-merkki, että se on täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY.

**HUOMAUTUS** Katso neuvoja Käyttäjän oppaasta tai muista asiaan liittyvistä dokumenteista.

### Medikro Oy

Postiosoite: P.O.Box 54, 70101 Kuopio  
Käyntiosoite: Pioneerinkatu 3, 70800 Kuopio

Puhelin:  
E-mail:  
Kotisivu:

+358 44 777 7003  
myynti@medikro.fi  
www.medikro.fi

Y-tunnus: 0288691-7